

## プリジェルエデューケーター試験 概要

2021/11/3更新

プリジェルエデューケーターとは、プリジェルの全商品知識と技術、ジェルネイルの基礎知識と基礎技術、ネイル施術に必要な消毒衛生面の知識を持った方の事で、プリジェル講師として活躍していただけます。合格後はファーストコース、セカンドコース、サードコースの開講が可能です。

※エデューケーター試験受験はモデルの同伴が必要です。

### 実施日

実施日は公式サイト(<http://pregel.jp/>)にて発表いたします。

### 受験費用

受験料 ¥11,000 ※試験対策セミナー受講必須。(費用別途)

### お申込方法

日程発表後に、公式サイト専用申込フォームより受け付けします。申込期間内にエントリーされた方から先着順での申込みとなります。受け付けのご案内はエントリー時にご登録いただいたメールアドレスに送信させていただきます。

### 受験資格

プリジェル試験対策セミナー ディプロマ保持者であること

### 持参する物

- ①筆記用具 ②プリジェルエデューケーター試験申込書(原本)※写真貼付 ③写真(履歴書サイズ)×1枚  
④試験対策セミナー修了証(コピー) ⑤実技試験に必要な物  
※赤字は指定商品(必須)です。青字は指定内容を守って下さい。※溶剤・ジェルの容器の詰め替えは禁止です。  
※ジェルはいずれかを選択して下さい。 ※品名ラベルは不要です。

機器	プリジェル製品であること ※LEDライト推奨、台数は1人1台まで。
衛生用品	コットン、プレップコットン、ワークシート(片面防水・片面吸水)、ペーパータオル、ウェットステリライザー、手指消毒用液、ガーゼ、タオル等
ジェル	ベースジェル/プリジェルエクセレント(ベース)a トップジェル/プリジェルトップシャイン、プリジェルグロッシュトップ ミキシングジェル/プリジェルカラーEXミキシングクリア カラージェル/ロージーページュ、フレンチホワイト、リアルレッド、チェリッシュボンボン ライナーホワイト、ライナーゴールド、レモンドロップ、ソーダドロップ グレーブドロップ、シュガーゴールド スカルプジェル/プリジェルダイヤモンドビルダー、プリジェルスカルプ&トップクリア
溶剤類	油分・水分除去/プリジェルネイルプレップ 未硬化拭取り用/プリジェルクリーナープロ
ツール	プリジェルエメリーボード、プリジェルバッファー (SPIRITも可)、プリジェルファイル SPIRITダストブラシ <sup>(※)</sup> 、プリアンファステンレスプッシャー&スクレイパー SPIRITプリジェルネイル筆、SPIRITアート用筆 シザー、チップカッター、ケア用ブラシ
その他	CCキューティクルリムーバー、フィンガーボウル(ボウル)、水入れ、洗淨びん、水 フォーム、ネイルチップ(ナチュラル)、ブラッシュオンネイルBグルー パレット、ごみ袋、セロテープ、トレイ(消毒できるもの)、タイマー、その他必要なもの

※SPIRITダストブラシの代用品としてネイルブラシが使用可能です。

### 事前準備

モデルのウェットケアを前日までに終えておく事。リペアは何本でも可。  
※ナチュラルネイルと同等であること。

### 試験内容

実技90分+筆記50分 合計140分 合格基準 実技・筆記ともに100点満点中80点以上

セッティングは実技試験開始20分前に一斉にスタート

- ①テーブルの上を消毒液を含ませたペーパータオルなどで拭く。  
②作業位置に防水面を下にしてワークシートを敷く。  
注)ワークシート … 片面が吸水加工、片面が防水加工の作業用シート  
③ツール類・消毒関連のものは利き手側にまとめて置く。  
④ライトの動作確認を行う。  
⑤カラージェルの攪拌を行う。  
※必須、事前審査までに終了しておく事。

- ①手指消毒(コットンを使用)  
②ファイリング(プリジェルエメリーボード)  
③キューティクルケア  
(CCキューティクルリムーバー、プリアンファステンレスプッシャー&スクレイパー)  
④サンディング(プリジェルまたはSPIRITバッファー)  
⑤ダストオフ(SPIRITダストブラシ)  
⑥水分・油分除去(プレップコットン、プリジェルネイルプレップ)  
※前処理が終了した時点で、ワークシートを交換すること。

※左右共に、ベースジェルはプリジェルエクセレントベース、トップはプリジェルトップシャイン  
もしくはプリジェルグロッシュトップを使用する事。

【右手】→5mm以下のラウンド

人差し指・中指・薬指…フローターでのフレンチカラーリング

ベースカラーは、ロージーページュを使用。フレンチ部はフレンチホワイトを使用すること。  
※必ずバックワイプでスマイルラインを整えること。

【左手】→5mm~1cm程度のスクエアオフ

人差し指・中指…ジェルスカルプチュア

人差し指には、リアルレッドのカラーリングを施す。  
中指には、チェリッシュボンボンでのカラーグラデーションを施す。

薬指…ジェルチップオーバーレイ

チェリッシュボンボンをベースカラーに、モデルの指の大きさに応じた課題アートを施す。

※フォーム、チップの事前仕込みは可。 ※Cカーブは20%~30%程度。

※スカルプ・チップ共に、厚みの形成にはプリジェルダイヤモンドビルダーまたは  
プリジェルスカルプ&トップクリアを使用すること。

※フリーエッジの長さが、ネイルベッドの倍以上にならない様に注意する。

以上 計6本



課題アート



完成イメージ